

HEPRO⁺.CH

HEPPY CLEAN PERACID FORTE

Desinfektionsmittel
Gebinde: Kanister 22kg
Art. Nr.: 022 00 13



Eigenschaften

- Schon bei niedrigen Temperaturen hygienisch wirksam
- Idealer Zusatz bei Vor- und Alleinwaschmittel zur Fleckenentfernung
- Einsetzbar auf allen Maschinen

Anwendung

HEPPY CLEAN PERACID FORTE kann sowohl als Wäschedesinfektionsmittel zur chemo-thermischen Desinfektion oder auch als Bleichmittel eingesetzt werden.

Bei Einsatz von HEPPY CLEAN PERACID FORTE in Verbindung mit HEPPY CLEAN SUGAR gelten die gewaschenen Textilien als ausgezeichnete dermatologische Verträglichkeit.

Technische Daten

Dichte (20°C) 1,13 g/ml
pH-Wert (Konz.) 2,8 ; 10 g/l

Dosierempfehlung

Einsatz als Bleichmittel

Konzentration 5 - 15 ml / l Flotte

Hinweise

Lagerung:

HEPPY CLEAN PERACID FORTE vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. In kühlen, dunklen Räumen lagern. Ideale Lagertemperatur -5°C bis +30°C. Konzentriertes Produkt nicht mit organischen sowie anderen konzentrierten Reinigungs- und Desinfektionsmitteln in Kontakt bringen. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir die Handhabung nur in Originalgebinden. Massnahmen zum Schutz der Umwelt: Eintrag in die Umwelt vermeiden. Produkt nicht unverdünnt in die Kanalisation geben.

Das Dokument ist ausschließlich für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen. Es dient zur unverbindlichen Information und basiert auf dem derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen. Der Anwender hat die Pflicht, selbstständig zu prüfen, ob die Produkte für die beabsichtigten Anwendungen und Zwecke geeignet sind. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Qualität oder Haltbarkeit der von uns gelieferten Waren dar. Wir behalten uns das Recht vor, innerhalb angemessener Grenzen technische Änderungen vorzunehmen. Darüber hinaus sollte auch das aktuelle EU-Sicherheitsdatenblatt berücksichtigt werden.